



eFOLDi®



Manuel d'utilisation : eFOLDi

Modèle : Lite



SunTech UK Ltd

Acheté de:

Date d'achat:

Numéro de série:

Veillez voir l'image montrant l'emplacement du numéro de série.



Table des matières

1	Bienvenue	2
2	Termes et conditions	3
3	Présentation du produit	6
4	Vue d'ensemble	7
5	Consignes de sécurité	8
6	Instruction de pliage	12
7	Conduire le scooter	17
8	Informations sur la batterie et recharge	20
9	Vérifications et entretien	23
10	Caractéristiques techniques	24
11	Appendice	25

Bienvenue

Merci d'avoir opté pour un produit eFOLDi comme solution de mobilité.

Je suis Sumi Wang, fondatrice de SunTech UK. Bienvenue dans la famille des utilisateurs d'eFOLDi.

SunTech UK offre une gamme de technologies d'assistance conçues pour vous permettre de profiter pleinement de la vie. Notre mission est d'offrir à nos clients liberté, amitié et plaisir grâce à une gamme de solutions de mobilité de pointe faciles à utiliser et pratiques.

Votre eFOLDi a été fabriqué selon les normes les plus strictes et contrôlé par nos ingénieurs avant la livraison. Vous pouvez donc être certain qu'il vous offrira des services fiables pour de nombreuses années de liberté et de plaisir.

Avant de commencer à utiliser votre eFOLDi, veuillez prendre le temps de lire le manuel d'utilisation et les documents fournis. Vous aurez ainsi une meilleure compréhension du produit et pourrez profiter au maximum de votre nouvel appareil en toute sécurité. Il vous suffira d'un peu de pratique pour vous familiariser avec les fonctionnalités de votre eFOLDi.

Chez SunTech UK, nous sommes fiers de la qualité de nos produits et de notre service clientèle. N'oubliez donc pas d'enregistrer votre appareil à l'adresse suivante:

<https://efoldi.com/register-warranty>

Nous pourrions ainsi vous aider en cas où de difficulté. Convaincue que votre eFOLDi deviendra pour vous un ami et un compagnon fiable, je vous remercie de faire confiance à nos produits.

Cordialement,



Sumi Wang

Termes et conditions

Les termes "nous", "notre", "nos", "SunTech UK" et "SunTech UK Ltd" désignent SunTech UK Limited, société à responsabilité limitée par garantie, basée au Royaume-Uni et enregistrée sous le numéro 06906908 auprès de la Companies House. Le terme "site Web" désigne le site Web accessible en ligne à l'adresse www.efoldi.com. Les termes "vous", "votre", "utilisateur" et "conducteur" désignent l'utilisateur de l'eFOLDi, nonobstant toute(s) personne(s) aidant l'utilisateur à se servir de l'eFOLDi, y compris dans les cas de manipulation, d'entretien, de réparation, etc.

Accord de l'acquéreur

En acceptant la livraison de cet eFOLDi, vous vous engagez à ne pas changer, altérer ou modifier l'appareil et/ou toute pièce fournie avec celui-ci ou ultérieurement, et/ou à ne pas rendre inopérants ou dangereux les protections, boucliers ou autres dispositifs de sécurité du produit ; à ne pas manquer, refuser ou négliger d'installer les kits de mise à niveau pouvant être fournis par SunTech UK Ltd dans le but d'améliorer et/ou de préserver la sécurité de ce produit. Vous vous engagez également à accepter et à respecter les conditions d'utilisation contenues dans le présent document, ainsi que ses éventuelles révisions immédiatement applicables qui sont publiées sur notre site Web. En utilisant l'eFOLDi, ses accessoires et/ou les composants fournis avec ou pour ce dernier, l'utilisateur reconnaît s'être informé sur l'utilisation et les limites du ou des produits, sans exception. Ceci ne constitue pas une renonciation à toute garantie implicite, que le client conserve, conformément à la loi.

En cas d'utilisation incorrecte et/ou abusive des produits, en partie ou en totalité, par l'utilisateur et/ou toute personne non autorisée, les garanties seront annulées et SunTech UK Ltd n'acceptera aucune responsabilité, quelle qu'elle soit ou de quelque manière que ce soit. Cela peut inclure, sans s'y limiter, les cas suivants: le non respect par l'utilisateur de toutes les exigences et directives légales, quel que soit le lieu et/ou la manière dont l'appareil est utilisé ou prévu ; le non-respect par le ou les utilisateurs de

toutes les exigences et directives légales, quel que soit le lieu et/ou la manière dont le produit est utilisé ou destiné à être utilisé, l'absence d'entretien ou l'entretien inapproprié, l'entretien (en dehors de l'entretien de routine décrit dans ce manuel par l'utilisateur) par une personne non autorisée, les réparations non approuvées, le démontage non autorisé du véhicule et/ou de ses composants, y compris (mais sans s'y limiter) des blocs de batteries et des contrôleurs, des modifications ou altérations non approuvées, la non-observation des procédures de pliage et de dépliage correctes, des dommages ou des blessures, quelle qu'en soit la cause, la non-application de toutes les précautions de sécurité raisonnables et appropriées à tout moment, l'utilisation inappropriée à tout moment du véhicule et/ou des pièces et/ou des accessoires par plus d'une personne, l'utilisation dans un sport de compétition, une course, des cascades, des sauts ou toute autre activité similaire.

Notre responsabilité et celle de nos fournisseurs, envers vous et/ou tout tiers en toutes circonstances, est limitée au coût des produits approuvés achetés par l'utilisateur. Les produits approuvés pour un retour sont décrits dans la politique de retour consultable sur notre site Web à l'adresse suivante:

www.efoldi.com/return-policy.

Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir les renseignements les plus récents, veuillez consulter notre site Web à l'adresse suivante

www.efoldi.com.

Personnes pour lesquelles l'utilisation du fauteuil roulant électrique est interdite

Personnes INCAPABLES d'effectuer les actions suivantes :

- Plier ou déplier l'appareil en utilisant les deux mains*.
- Se transférer sur le siège* et rester en permanence en position assise et droite, sans assistance, lorsque le véhicule est en mouvement.
- Placer et maintenir les pieds sur les repose-pieds.
- Utiliser toutes les commandes entièrement et comme prévu.
- Diriger efficacement et judicieusement l'appareil en tout temps et en toutes circonstances.
- Rester attentif aux circonstances entourant tout déplacement et prendre les mesures qui s'imposent pour éviter tout accident.
- Soulever complètement ou partiellement l'appareil en fonction des besoins de l'utilisateur*.

*Sauf s'il est accompagné d'une personne suffisamment apte et compétente pour accomplir cette tâche.

Conformité du produit:

Sécurité:	EN12184 et ISO 7176-15
EMC	ISO7176-21
Gestion du risque:	ISO14971
Directive européenne	93/42/EEC

Expédition et livraison:

Vérifiez votre commande ou votre facture pour vous assurer que votre livraison est complète, car certains composants peuvent être emballés individuellement. Si votre livraison n'est pas complète, veuillez nous contacter immédiatement. Si l'emballage ou le contenu ont subi des dommages pendant le transport, veuillez contacter la société de livraison responsable.

Présentation du produit

L'eFOLDi Lite est la trottinette pliante la plus légère et la plus compacte du monde. Elle ne pèse que 17 kg (batterie comprise), et n'est pas plus grande qu'une petite valise une fois pliée. Incroyablement facile à déployer et à plier, et entièrement conforme aux normes aériennes, l'eFOLDi est le parfait compagnon de voyage ultraléger.



(a) Mode Valise




(b) Mode Chariot



(c) Mode Trottinette

Modèle : Lite

Vue d'ensemble



1	Cadre du dossier
2	Coussin de dossier
3	Levier d'accélérateur/frein graduel
4	Guidon
5	Barre de direction
6	Verrou de pliage de la barre de direction
7	Verrou de barre de direction ou de cadre
8	Moteur avant
9	Levier de verrouillage du frein avant *
10	Charnières en acier inoxydable
11	Repose-pieds et compartiment à batterie
12	Compartiment du contrôleur
13	Charnière pour le pliage du repose-pied
14	Roues de valise de 2 pouces
15	Roues arrière de 10 pouces
16	Châssis principal
17	Coussin de siège principal
18	Coussin de siège arrière

* Le frein se situe de l'autre côté de la roue. L'image ci-dessus n'est qu'une illustration.

Composants du modèle Lite

Consignes de sécurité



Attention

- Avant de se servir de l'eFOLDi, l'utilisateur a la responsabilité de lire et de suivre toutes les recommandations contenues dans le manuel et les documents fournis. Il doit également se conformer entièrement à toutes les lois de son pays et de sa localité, et utiliser l'eFOLDi de manière responsable, en tenant compte des usagers de la route et des piétons.
- Même si l'eFOLDi est facile à utiliser, son mécanisme de pliage peut causer de graves blessures s'il n'est pas correctement manié. Pour éviter tout risque de blessure, assurez-vous que vos mains, doigts, bijoux, vêtements et autres objets n'interfèrent pas avec le mécanisme de pliage ou les pièces mobiles de l'eFOLDi, et examinez attentivement le manuel avant de commencer à utiliser votre eFOLDi.
- Nous recommandons aux utilisateurs de se familiariser avec la procédure de pliage et de dépliage avant de sortir avec le véhicule. L'utilisateur doit également se familiariser avec les commandes et la conduite de la trottinette dans un endroit sûr, loin des obstacles et des piétons ou autres usagers de la route.
- Par mesure de prudence, nous recommandons aux utilisateurs de l'eFOLDi de porter des vêtements appropriés lorsqu'ils utilisent une trottinette, notamment un casque homologué, des chaussures ou des bottes solides, des gants appropriés et des vêtements de protection à haute visibilité.
- Chargez complètement la(les) batterie(s) avant la première utilisation et respectez les directives données dans ce manuel pour prolonger la durée de vie de la batterie.
- Sur un terrain plat et stable, posez l'eFOLDi Lite uniquement sur ses roues arrière principales et ses roues de valise.

Attention:

Lorsque vous vous déplacez à une vitesse supérieure à celle d'une marche lente, veillez à ralentir avant de tourner.

Ne roulez PAS sur des surfaces rugueuses, pavées, boueuses, ou sur du gravier meuble. L'eFOLDi est conçu pour des chemins, passages piétons et routes doux et fermes.

La distance d'arrêt sur les pentes peut être sensiblement plus grande que sur un terrain plat. La température de la surface de la trottinette peut augmenter lorsqu'elle est exposée à des sources de chaleur externes telles que la lumière du soleil.

Négociez les bordures de trottoir (hauteur maximale de 4 cm) avec précaution, lentement et en angle droit.

Tout véhicule peut présenter un danger pour son conducteur, les autres usagers de la route et les piétons.

Conduisez toujours de manière responsable, respectueuse et en faisant attention aux autres.



La trottinette eFOLDi n'est PAS un jouet. Elle n'est pas recommandée pour les jeunes de moins de 14 ans. Ne laissez PAS les enfants jouer avec ou sur la trottinette. Le mécanisme interne de pliage peut blesser les petites mains.

Le déploiement et le pliage de l'eFOLDi ne doivent pas être faits à la hâte.

Ne mettez PAS, pour quelque raison que ce soit, vos mains dans le châssis principal de la trottinette, en particulier lors de la dernière étape du processus de pliage. Vos mains et vos doigts peuvent rester coincés dans les principaux leviers et pivots, et causer de graves blessures.

Ne transportez PAS de passagers sur la trottinette eFOLDi. Le transport de passagers sur l'eFOLDi peut modifier son centre de gravité et entraîner un basculement ou une chute.

Avant le déploiement ou le pliage de l'eFOLDi Lite, assurez-vous que:

- La trottinette est placée sur une surface stable.
- Le commutateur principal est en position Éteint.
- Tous les loquets sont correctement fixés, comme indiqué dans les instructions et sur les illustrations.

Vérifier avant utilisation

Il est fortement recommandé d'effectuer un contrôle de sécurité avant chaque utilisation, pour s'assurer que votre eFOLDi fonctionne correctement et en toute sécurité.

- Vérifiez que les pneus sont correctement gonflés. Maintenez la pression de gonflage recommandée par le fabricant et indiquée sur les pneus, sans la dépasser.
- Vérifiez toutes les connexions électriques. Assurez-vous qu'elles sont solides et sans corrosion.
- Vérifiez et testez le système de freinage.
- Vérifiez fréquemment qu'il n'y a pas d'attaches, de fixations ou d'autres composants desserrés.

Avertissement de l'EMC

Les interférences provenant de sources d'ondes radio telles que les stations de radio, les chaînes de télévision, les radios bidirectionnelles ou les téléphones portables peuvent provoquer le désengagement des freins de la trottinette, la déplacer, ou fausser sa trajectoire. Elles peuvent également endommager irrémédiablement le système de commande de la trottinette.

L'intensité de l'énergie électromagnétique parasite peut être mesurée en volts par mètre (V/m). Toutes les trottinettes sont capables de résister aux interférences électromagnétiques jusqu'à un certain niveau d'intensité. C'est ce qu'on appelle le "niveau de résistance aux interférences électromagnétiques". Plus le niveau de résistance aux interférences électromagnétiques est élevé, plus la protection est grande. Actuellement, la trottinette eFOLDi a

une résistance de 20 V/m, niveau suffisant pour assurer une protection efficace contre les sources courantes d'interférences électromagnétiques.

Les sources d'interférences électromagnétiques peuvent être classées en trois grandes catégories : 1) Les émetteurs-récepteurs portables à main (généralement avec une antenne montée sur l'appareil) 2) Les émetteurs-récepteurs mobiles de moyenne portée, tels que ceux équipant les véhicules de police, les camions de pompiers, les ambulances et les taxis (généralement avec antenne montée sur le véhicule) 3) Les émetteurs et les émetteurs-récepteurs à longue portée, tels que les émetteurs de radiodiffusion commerciale (tours d'antenne de radiodiffusion et de télévision) et les radios amateurs (HAM).


D'autres types d'appareils portables, tels que les téléphones sans fil, les ordinateurs portables, les radios AM/FM, les téléviseurs et les petits appareils tels que les rasoirs électriques et les sèche-cheveux ne sont généralement pas susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques.

Instruction de pliage

Du mode Valise au mode Trottinette



Veillez vous familiariser avec les procédures de pliage en examinant les instructions et les illustrations, et ne manipulez qu'un seul élément mobile à la fois.




A Positionnez l'eFOLDi Lite à la verticale et libérez le guidon en appuyant sur le verrou de barre de direction ou de cadre (7). Poussez délicatement la barre de direction (5) vers l'avant.

B Saisissez le guidon (4) par le bas et relevez-le à la verticale de 180°, pour redresser la barre de direction (5).



Ne mettez PAS, pour quelque raison que ce soit, vos mains dans le châssis principal de la trottinette durant le pliage. Vos mains et vos doigts peuvent rester coincés dans les principaux leviers et pivots, et causer de graves blessures.



C Tirez sur le bouton situé sur le côté du cadre pour libérer le repose-pied (11) et la roue avant (8).

D Tenez fermement la barre de direction avant (5) et le haut du dossier (1), puis poussez la barre de direction (5) vers l'avant en plaçant la roue avant (8) sur le sol et le repose-pied (11) en position horizontale.



Les différentes couleurs du scooter eFOLDi et de ses accessoires telles que présentées dans ce manuel d'utilisation sont uniquement destinées à des fins de démonstration. La couleur noire du cadre est un standard de fabrication.



E



F


E Saisissez le cadre du dossier (1) et tirez-le vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit stable.

F Vérifiez que les deux verrous de la charnière (10) à l'avant du repose-pied sont complètement engagés et bloqués.




Le déploiement et le pliage de l'efoldi ne doivent pas être faits à la hâte

Modo de plegado: De scooter a maleta




A




B

A Poussez et pliez le cadre du dossier (1) sur le dessus du coussin principal du siège (17).

B Appuyez sur le verrou de pliage de la barre de direction (6) sur la section rectangulaire centrale et pliez-la en deux, suivant une rotation verticale de 180°.



C



D

C Poussez la barre de direction repliée (6) vers le repose-pied (11), tout en tenant le guidon ou le châssis de l'autre main.

D Enfin, avec un pied placé derrière la roue arrière pour l'empêcher de reculer, amenez-la en position verticale, saisissez le guidon ou le châssis arrière et poussez la barre de direction dans le châssis principal jusqu'à ce qu'elle se verrouille et que vous entendiez un déclic.



Ne mettez PAS, pour quelque raison que ce soit, vos mains dans le châssis principal de la trottinette durant le pliage. Vos mains et vos doigts peuvent rester coincés dans les principaux leviers et pivots, et causer de graves blessures.

Conduire le scooter

Contrôles de sécurité avant l'utilisation

Conduisez l'eFOLDi sur des routes en bon état. L'eFOLDi est conçue pour rouler sur des surfaces planes et lisses. Les routes ou chemins au revêtement irrégulier, les nids de poule et autres dangers réduiront la durée de vie de la trottinette et compromettront votre sécurité.

Ne conduisez pas sur des pentes raides ou sur des routes excessivement voutées. L'autonomie disponible dans la batterie juste avant d'entamer une montée jouera un rôle crucial dans la réussite de l'ascension. Sur les surfaces non horizontales, la pente ne doit pas dépasser 1/10 (6 degrés). Pour toute montée, les facteurs suivants doivent être pris en compte, car ils peuvent affecter les performances : la pression et l'état des pneus, l'état du terrain (s'il est mouillé, verglacé ou glissant, ou s'il est recouvert de feuilles et/ou d'autres débris, nous vous déconseillons de vous engager sur la pente), la charge des batteries et le poids de l'utilisateur.

Levier de verrouillage du frein avant:

En mode conduite: Doit être en position Avant, verrouillée, pour engager le moteur (Voir la photo en bas à gauche).

Mode bypass roue libre/moteur: Déplacez le levier vers l'extérieur, puis vers l'arrière, pour désengager le blocage du frein avant (voir photo en bas à droite). Le frein sera alors désactivé et le mode roue libre/bypass moteur engagé, vous ressentirez encore une certaine résistance. Si l'eFOLDi est allumé, le klaxon émet un bip continu.


Ne désengagez pas le levier de frein dans les collines ou sur une pente. vous n'auriez plus aucune forme de freinage disponible.



Mode Conduite



Mode Roue libre



1	Bouton de démarrage
2	Commutateur Marche avant / Marche arrière
3	Témoin de charge de la batterie
4	Levier d'accélérateur/frein graduell
5	Klaxon

Guidon du modèle Lite

- Commutateur d'alimentation **(1)** Il fonctionne en appuyant sur le bouton situé sous l'indicateur de charge de la batterie.
- Commutateur Marche avant / Marche arrière **(2)** Il fonctionne en poussant le commutateur vers l'avant, en position D, pour la marche avant, et en position R pour la marche arrière. **Le passage de la position D à la position R ne fonctionne que lorsque le scooter est à l'arrêt.**
- Témoin de charge de la batterie **(3)** Il indique l'autonomie restante. Lorsque la batterie est entièrement chargée, les trois couleurs de voyants s'allument. Lorsqu'un seul voyant rouge s'affiche, cela indique que la batterie doit bientôt être rechargée.
- En appuyant sur le levier d'accélérateur/frein progressif **(4)** le véhicule se met en marche et peut atteindre une vitesse maximale de 6,44 km/h. Le système de freinage se déclenche progressivement, dès que le levier est relâché.
- Pour actionner le klaxon **(5)** il suffit d'appuyer sur le bouton jaune situé sous le bouton Marche avant / Marche arrière.

 **Effectuez les vérifications de sécurité avant chaque utilisation (voir la section Consignes de sécurité).**

Conduire la trottinette:

- Pour démarrer la trottinette - Appuyez sur le commutateur Marche / Arrêt (1).
- Sélectionnez un rapport de vitesse - Choisissez le bon rapport de vitesse en appuyant sur le bouton Marche avant / Marche arrière (2) pour avancer ou reculer.
- Pour avancer ou reculer - Appuyez sur le levier d'accélérateur(4). **Veillez à ne pas exercer une trop grande force sur la barre de direction et le guidon, car ils pourraient se déformer et affecter l'efficacité de la direction.**
- Pour s'arrêter - srelâchez le levier d'accélérateur(4). **Veillez prévoir une distance de freinage de 1,5 mètre entre la trottinette et les obstacles sur un terrain plat. La distance de freinage sur les pentes peut être sensiblement plus grande que sur un terrain plat.**

Attention:

Lorsque vous vous déplacez à une vitesse supérieure à celle d'une marche lente, veillez à ralentir avant de tourner.

La distance d'arrêt sur les pentes peut être sensiblement plus grande que sur un terrain plat. La température de la surface de la trottinette peut augmenter lorsqu'elle est exposée à des sources de chaleur externes telles que la lumière du soleil.

Informations sur la batterie et recharge



La batterie de l'eFOLDi Lite a été conçue et fabriquée spécifiquement à cet effet. Elle ne doit pas être utilisée à d'autres fins que celles indiquées dans ce manuel. Tout démontage ou utilisation abusive de cette batterie peut entraîner des dommages physiques et/ou électriques, internes et/ou externes, et ne sera pas couvert par la garantie.

La batterie ne contient aucun composant réparable ou remplaçable par l'utilisateur.

La batterie de l'eFOLDi Lite est en réalité un ensemble de batteries, comprenant un certain nombre de cellules Lithium Ion. Par souci de simplicité, nous utiliserons le terme "batterie" dans ce manuel. Les caractéristiques et les exigences de charge de cette batterie sont différentes de celles des batteries plomb-acide ou plomb-gel, encore assez courantes. Ne la rechargez jamais avec un chargeur de type plomb.



Pour garantir une utilisation optimale de la batterie sur le long terme, veillez à toujours respecter les consignes de sécurité suivantes.

- Le socle de connexion doit être manipulé avec soin pour éviter tout dommage.
- Utilisez uniquement le chargeur approuvé.
- Ne rechargez jamais la batterie de l'eFOLDi avec un chargeur pour batteries plomb-acide.
- Ne placez jamais la batterie à proximité, sur ou contre une source de chaleur.
- Assurez-vous qu'aucune pièce métallique ne peut toucher (ou court-circuiter) les bornes de la batterie ou du chargeur, les connecteurs, les broches ou tout autre conducteur électrique ou pièce conductrice.
- Évitez tout impact physique sur la batterie et toute vibration excessive.
- N'essayez pas de démonter, de disséquer ou de déformer une bat-

terie ou un boîtier.

- Ne plongez pas la batterie dans un liquide (y compris l'eau).
- Gardez la batterie hors de la portée des enfants.
- N'utilisez pas de chargeurs modifiés ou endommagés.
- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus de 24 heures.
- Stockez la batterie dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
- Mettez la batterie au rebut uniquement dans le respect des lois et réglementations locales.
- Si la batterie n'est pas utilisée régulièrement, il est recommandé de la recharger tous les 2 ou 3 mois.
- Ne stockez jamais la batterie en état de forte décharge.

Le témoin d'autonomie:

Le témoin de recharge de la batterie est placé sur le guidon et indique l'autonomie restante.

Signification des signaux lumineux liés à la batterie:

- **Vert, Orange y Rouge:** La batterie est complètement chargée.
- **Orange y Rouge:** L'autonomie restante est moyenne.
- **Rouge:** L'autonomie restante de la batterie est faible.

Installer la batterie dans l'eFOLDi:

La batterie est logée dans le repose-pieds de l'eFOLDi Lite. Pour retirer la batterie et la recharger, vous devez soulever le verrou. Il sera instantanément désengagé. Faites la même chose pour la remettre en place, en vous assurant que la batterie soit bien verrouillée. Pour enlever efficacement la batterie, assurez-vous que l'alimentation principale est coupée.



Chargeur et recharge

Précaution à prendre lors de l'utilisation et de la manipulation du chargeur

N'utilisez que le chargeur d'origine fourni avec votre nouvel eFOLDi, ou le chargeur de remplacement fourni par SunTech UK Ltd. L'utilisation d'un chargeur non homologué annule toute garantie et peut causer de graves dommages à la batterie et/ou à votre eFOLDi. Le chargeur ne doit pas être utilisé sur d'autres appareils, car les dommages causés au chargeur et/ou à tout autre appareil ne sont pas couverts par notre garantie.

Il est fortement recommandé de s'assurer que le chargeur est placé uniquement sur des surfaces résistantes à la chaleur et non sur des matières susceptibles de provoquer un incendie (tapis, planches, bois, plans de travail stratifiés ou en plastique, etc.). En effet, durant un cycle de charge normal, le chargeur et la batterie montent en température.

Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus de 24 heures, car cela pourrait réduire sa durée de vie et affecter ses performances.

Informations sur la recharge à l'intention des voyageurs internationaux

Pour le bien des voyageurs internationaux, le chargeur eFOLDi approuvé peut être utilisé avec n'importe quelle alimentation de 100 à 240 volts, avec un adaptateur de prise approprié.

Utiliser le chargeur

Après avoir enlevé la batterie, vous pouvez la brancher sur la prise pour la recharger.



*Avant de vous procurer un autre câble, il est recommandé d'examiner votre chargeur eFOLDi afin de déterminer le type de fiche qu'il requiert. Il s'agira soit d'une fiche à deux broches de type Figure 8 (IEC60320-1 C7), soit d'une fiche à trois broches semblable à celle d'une bouilloire (IEC60320-1 C13).

Vérifications et entretien



Contrôles de sécurité à effectuer avant l'utilisation de l'eFOLDi:

- Vérifiez le gonflage des pneus et maintenez-le sans dépasser la pression d'air indiquée en PSI, BAR ou kPa sur chaque pneu
- Vérifiez les freins et assurez-vous que toutes les composantes du système de freinage fonctionnent correctement.
- Vérifiez que tous les boulons, écrous et vis sont bien serrés, et qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou desserrées.
- Vérifiez toutes les connexions électriques. Assurez-vous qu'elles sont solides et sans corrosion.
- Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée.

Nettoyage et entretien:


Un nettoyage périodique de votre eFOLDi contribuera à maintenir son apparence et permettra de prolonger sa durée de vie et d'améliorer sa valeur à la revente. Les parties métalliques et plastiques peuvent être nettoyées avec un chiffon humide et un détergent non agressif. Pour polir, utilisez un chiffon doux et non pelucheux.



Important:

Contactez votre distributeur ou rapprochez-vous de nous pour faire inspecter votre eFOLDi chaque année.

Caractéristiques techniques



Matériau du cadre:	Alliage de magnésium
Dimensions:	
Taille de l'emballage (L/L/H):	59x46x77cm
Taille pliée (L/L/H):	65x55x37cm
Taille dépliée (L/L/H):	117x55x94cm
Taille du siège:	51cm
Hauteur du repose-pied:	12cm
Taille de la roue avant:	20cm
Taille des roues arrière:	25cm
Garde au sol:	7cm
Poids:	
Poids avec batterie:	17kg
Poids sans batterie	15kg
Performance:	
Type de terrain:	Trottoir et intérieur
Vitesse	6km/h
Charge maximale:	120kg
Inclinaison maximale:	Pente de 1/10 (6degrés)
Rayon de braquage gauche/droite:	100cm (40pouces)
Hauteur maximale de la bordure de trottoir:	4cm
Capacité des composants:	
Moteur:	Moteur 180 W, 24 V DC
Batterie:	24 V DC, 10 Ah Lithium Ion, 240 Wh
Chargeur entrée:	110-220 V AC, 50/60 Hz
Chargeur sortie :	29.4 V DC 2 A
Capacité à pleine charge:	16km
Frein:	Électromagnétique
Commutateur principal:	Bouton poussoir
Phares:	Non
Nombre de roues:	3

Caractéristiques techniques de Lite

Appendice



SunTech UK Ltd

25 Ormside Way, Holmethrope Industrial Estate, Redhill, Surrey,
RH1 2LW

TEL: +44 (0) 2031435168



MedPath GmbH

Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Germany

Symboles utilisés sur l'étiquette:

	European CE Marking		Manufacturer
	Authorized representative in the European community		Medical device
	Serial number		Unique Device Identification
	Date of manufacture		Refer to instructions manual
	No trash bin		UK Conformity Assessed



(Accessoires de l'eFOLDi)



SunTech UK Ltd
25 Ormside Way, Redhill,
Surrey, RH1 2LW, UK



MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
80807 Munich, Germany



Site Web officiel: www.efoldi.com

E-mail: services@efoldi.com

Facebook: www.facebook.com/efoldi.co.uk